

COMUNICAT DE PRESĂ

AL VI-LEA SIMPOZION ORTOPROFIL – „INVESTIȚII ÎN VIITORUL PACIENȚILOR”

Anul acesta se organizează a șasea oară consecutiv **Simpozionul Internațional OrtoProfil din domeniul dispozitivelor medicale** care poartă titlul – *Investiții în viitorul pacienților*, eveniment ce va fi **acreditat de Colegiul Medicilor** prin puncte de EMC și se va desfășura între 15-17 mai 2008, la Sâmbăta de Sus, din județul Brașov. Simpozionul va reuni **peste 200 de participanți: medici specialiști în chirurgie, ortopedie și balneologie**, precum și **kinetoterapeuți, specialiști de renume** din domeniul protezării și ortezării din Canada, Ungaria, Franța și România. Vor susține prezentări personalități importante precum **Conf. Dr. Jianu Mihai** din București, **Conf. Dr. Jacques Cheneau** din Franța, inventatorul corsetul cel mai des folosit în tratarea scoliozei, precum și președintele Societății Internaționale de Ortezare și Protezare, **Dan Blocka** din Canada. Scopul acestui eveniment este prezentarea tehnologiei și tehnicilor de ultimă oră din domeniul ortezării și protezării, în vederea perfecționării deservirii pacienților.

CEA MAI PERFORMANTĂ PROTEZĂ DE MÂNĂ PE PLAN MONDIAL VA FI LANSATĂ ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI

Cei care au suferit amputații de braț, acum pot beneficia prin intermediul firmei OrtoProfil de o proteză bionică revoluționară care îi va ajuta să-și redobândească simțul tactil, pe porțiunea ce înlocuiește membrul sau membrele afectate. Proteza va fi lansată în cadrul Simpozionului. **Cea mai nouă proteză de mână** bionică, i-LIMB, lansat nu de mult în SUA, este o minune a tehnicii în domeniu. “Acestă proteză este deocamdată doar un prototip, ceea ce înseamnă că brațul, pe care se montează mâna i-LIMB este în faza de proiectare, nu se comercializează încă. Însă această mână bionică se potrivește perfect cu toate protezele de cot care se găsesc la OrtoProfil. Suntem bucuroși



DISPOZITIVE MEDICALE

RO - 540075 Tîrgu Mureş, jud. Mureş
str. Alexandru Papiu Ilarian, nr. 10
tel.: 004-0265-268 780, 264 834
004-0365-401 034, 401 046
fax: 004-0265-210 576
e-mail: ortoprofil@ortoprofil.ro
www.ortoprofil.ro

pentru că astfel putem oferi pacienţilor, care poartă deja protezele noastre au posibilitatea de a schimba mâna protezei, cu cea mai performantă proteză de mână existentă.” – a spus *Fodor István*, director producţie la OrtoProfil. Cu i-LIMB, purtătorul poate bate la tastatura unui computer asemenea unei dactilografe, poate desface o doză de băutură răcoritoare, poate răsuci o cheie în broască şi chiar folosi un telefon mobil. Mâna este acţionată prin captarea de semnale electrice de la muşchii mâinii şi este uşor de folosit în acţiuni care necesită forţă sau delicateţe. Proteza poate fi ataşată pe membrul amputat fără ca vreo intervenţie chirurgicală să fie necesară. **Oferind posibilitatea acţionării independente a celor cinci degete, proteza este cea mai fidelă imitaţie a braţului uman.** Pentru majoritatea, cel mai satisfăcător aspect al mâinii bionice, care o diferenţiază de restul, este faptul că le oferă şansa **de a-şi mişca degetele independent** unul de altul, uşurându-le astfel sarcinile cotidiene.

Persoană de contact:

Vargancsik Tekla

Responsabil Presă

OrtoProfil Prod Romania

Tel: +40 265 264834, 268780

Fax: +40 265 210 576

Mobil: +40 740 504977

E-mail: tvargancsik@ortoprofil.ro

Web: www.ortoprofil.ro